

Der **Multi**-Rollstuhladapter
Produktkatalog-2017

Ihre neue
Freiheit



beim Spazieren!



beim Surfen!



beim Einkaufen!



beim Fotografieren!

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Liegeschale für Babys

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Mit Hilfe des patentierten MULTI-Rollstuhladders können Sie verschiedene Aufsätze selbständig und sicher mit Ihrem Rollstuhl verbinden.

Ein Baby wurde bisher meist unzureichend gesichert auf den Beinen transportiert. Bei einer noch so kleinen Unaufmerksamkeit drohte es herunter zu fallen und konnte sich dabei verletzen.

Der MULTI-Rollstuhladapter schafft hier Abhilfe und ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Baby !

Die Liegeschale für Babys wurde speziell für den MULTI-Rollstuhladapter entwickelt und wird an diesen kinderleicht und sicher befestigt.

Ihr Baby ist in der Liegeschale fest angeschnallt, befindet sich in Ihrem Blick und in Ihrer Reichweite. Wenn nötig, können Sie das Baby beruhigen oder in den Arm nehmen.

Durch die besondere Konstruktion lässt sich die Liegeschale jederzeit verdrehen sowie in der Neigung und Höhe individuell einstellen. Für zusätzlichen Komfort sorgt ein gefedertes Element.

(Liegeschale für Babys ab der Geburt bis ca. 12 Monaten)



sicher

Sitzschale für Kinder

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Auch hier fährt das Kind sicher und bequem mit Ihnen mit.

Die Befestigung der Sitzschale für Kinder an den MULTI-Rollstuhladapter ist ebenfalls kinderleicht und sicher.

Wie bei der Liegeschale für Babys lässt sich bei der Sitzschale für Kinder gleichzeitig ein Einkaufskorb oder wie unten gezeigt eine Tasche verwenden.

Durch die besondere Konstruktion lässt sich auch hier die Sitzschale für Kinder jederzeit verdrehen sowie in der Neigung und Höhe individuell einstellen. Für zusätzlichen Komfort sorgt ein gefedertes Element.

(Sitzschale für Kinder im Alter von 9 Monaten bis ca. 3 Jahren)



Rollstuhltisch

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Mit Hilfe des patentierten MULTI-Rollstuhladapters können Sie verschiedene Aufsätze selbständig und sicher mit einem Rollstuhl verbinden. Der Adapter kann in der Neigung, in der Höhe und in der Weite einfach, individuell und ergonomisch eingestellt werden.

Der Rollstuhltisch kann von Ihnen einfach, sicher und selbständig an den Adapter befestigt werden. Er schwebt dabei bequem über Ihren Beinen.

Der große **Vorteil gegenüber bekannten Therapietischen**: Dieser Rollstuhltisch engt Sie nicht ein und kann an allen Rollstühlen befestigt werden. Auch an solchen ohne Armlehne.

Wie in diesem Beispiel lässt sich ein Laptop so effektiv bedienen - sogar mit einer Maus.

Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihren Alltag !



bequem

Rollstuhltisch

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)



... zum Transport der Mahlzeiten
oder von Gegenständen in
der Wohnung.



... in Verbindung mit einer
Tasche.

Einkaufskorb / Tasche

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Die verschiedenen Einkaufskörbe oder Taschen können auch hier von Ihnen selbständig auf einfache und sichere Weise mit Hilfe des KLICKfix® Systems am MULTI-Rollstuhladapter befestigt werden. Eine Kombination mit dem Rollstuhltisch ist möglich.

Beim Einkauf müssen die Waren nicht mehr unsicher in einem Karton auf Ihren Beinen stehen oder in Tüten hinter Ihnen an den Griffen baumeln.

Der MULTI-Rollstuhladapter schafft Abhilfe !

Der Einkaufskorb schwebt vor Ihren Beinen. Sie verstauen so sicher Ihren Einkauf. Auch Ihre Geldbörse findet dort Platz.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbständigkeit bei Ihrem Einkauf !

(Einkaufskorb "Bikebasket" 15 Liter von Rixen&Kaul)



bequem

Einkaufskorb / Tasche

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)



... "Shopper Plus" 24 Liter
mit Regenhaube, Reflektor
und separatem Innenfach.

von Rixen&Kaul



... "PadBack"
mit Extrafach und Hülle
für ein Tablet-PC.

von Rixen&Kaul

Falkkörbe

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Auch der Falkkorb kann von Ihnen selbständig auf einfache und sichere Weise am MULTI-Rollstuhladapter befestigt werden. Eine Kombination mit dem Rollstuhltisch ist in diesem Falle allerdings nicht möglich.

Nicht nur beim Einkaufen, sondern auch in vielen weiteren Alltagssituationen unterstützt Sie der Falkkorb beim Transport. Im Beruf lassen sich z.B. Aktenordner oder andere Arbeitsmittel sicher mitnehmen.

Der MULTI-Rollstuhladapter als Transporthilfe !

Der Falkkorb schwebt über Ihren Beinen. Zusätzlich ist eine Kombination mit Körben oder Taschen möglich.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbständigkeit beim Transportieren !

(Falkkorb 24 Liter)



Stativ-Rohr

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Sie fotografieren gerne in Ihrer Freizeit? Mit dem MULTI-Rollstuhladapter können Sie diesem Hobby einfach und sicher nachgehen.

Das Stativ-Rohr wird ohne Werkzeug an den vorhandenen Rollstuhltisch befestigt. Die Kamera wird in dem optional erhältlichen Stativ-Kopf sicher gehalten. Das Stativ-Rohr ist individuell in der Höhe verstellbar.

Die Innovation für Ihr Hobby!

Das Kamera-Zubehör lässt sich in einem Korb oder wie unten zu sehen in einer Tasche endlich sinnvoll verstauen.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbständigkeit beim Fotografieren !



MULTI-Rollstuhladapter



... mit Rucksack-Halter

"VarioRack" von Rixen&Kaul



... mit Flaschenhalter

und Beleuchtung

weitere Aufsätze & Zubehör

MULTI-Rollstuhladapter



... mit Tablet-PC Halter



... in Kombination mit dem
"Buggy-Rad"

von Speedy Reha-Technik GmbH

MULTI-Rollstuhladapter



... montiert am Sitzschalen-
untergestell "SWINGBO"

von Hoggi.

Somit wird er zum
Geschwisterwagen.

Der **Multi**-Rollstuhladapter Teilekatalog





Basis-Adapter 1.2 - MRA:

Grundkonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Die Grundkonstruktion wird an einen **faltbaren Rollstuhl mit Scheren-System aus Rundrohr** montiert und verbleibt auch dort. Dabei bleibt der Rollstuhl weiterhin faltbar.

Der Basis-Adapter 1.2 - MRA dient zur Aufnahme der Aufbau-Adapter 2.0 bis 2.5.

Artikel Nr.: 17.01.01

Gewicht: 1.250 g



Basis-Adapter 1.5 - SRT:

Grundkonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Die Grundkonstruktion kommt bei einem **Rollstuhl mit starrem Rahmen** zum Einsatz.

Oder bei einem **Falt-Rollstuhl mit Scheren-System aus Rechteckrohr bzw. einem falt-Rollstuhl ohne Scheren-System**.

Der Basis-Adapter 1.5 - SRT ist zu 100% kompatibel mit dem Speedy-Kupplungssystem.

Der Basis-Adapter 1.5 - SRT dient zur Aufnahme der Aufbau-Adapter 2.0 bis 2.5.

Artikel Nr.: 17.01.06

Gewicht: 2.250 g



Aufbau-Adapter 2.0:

Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Aufbau-Adapter 2.0 wird in den Basis-Adapter eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert.

Der Aufbau-Adapter 2.0 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen (aus Edelstahl) und einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 17.02.01

Gewicht: 720 g



Aufbau-Adapter 2.4:

Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Aufbau-Adapter 2.4 wird in den Basis-Adapter eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert. Zwei Schrauben sorgen für einen einfachen **Neigungsausgleich** des senkrechte Rohrs.

Der Aufbau-Adapter 2.4 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen (aus Edelstahl) und einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 17.02.05

Gewicht: 1.160 g



ungefedertes Element:

Das ungefederte Element wird in das senkrechte Rohr des Aufbau-Adapters eingeschoben. Es lässt sich durch einen Schnellspanner fixieren und leicht in der Höhe einstellen und verdrehen.

Das ungefederte Element besitzt eine Hebelschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung der Aufsätze und einen Stelling.

Artikel Nr.: 17.03.01

Gewicht: 470 g



gefedertes Element:

Das gefederte Element wird in das senkrechte Rohr des Aufbau-Adapters eingeschoben. Es lässt sich durch einen Schnellspanner fixieren und leicht in der Höhe einstellen und verdrehen.

Das gefederte Element besitzt eine Hebelschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung der Aufsätze und einen Stelling.

Artikel Nr.: 17.03.02

Gewicht: 590 g



Aufbau-Adapter 2.7:

Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Aufbau-Adapter 2.7 wurde speziell für das Buggyrad der Firma Speedy Reha-Technik GmbH entwickelt. Das eingekürzte **ungefederte Element** lässt sich durch einen Schnellspanner leicht in der Höhe einstellen und verdrehen. Die **Neigungsverstellung** des senkrechten Rohres, wie auch das **Verschieben** auf dem Buggyrad, lässt sich mit Hilfe der beiden Bolzen bewältigen.

Der Aufbau-Adapter 2.7 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen (aus Edelstahl), Schnellspanner, Stelling und ungefedertem Element mit Hebelschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung der Aufsätze.

(Infos zum Buggyrad unter: www.speedy.de)

Artikel Nr.: 17.02.07

Gewicht: 770 g



Universal-Träger (ohne Erweiterung): Universal-Träger gefertigt aus Edelstahl.

Der Universal-Träger dient der Aufnahme folgender Bauteile:

- **Aufnahmeplatte**
zur einfachen Befestigung des Rollstuhltisches und der Faltkörbe.
- **KLICKfix® Halter**
zur einfachen Befestigung der Einkaufskörbe & Taschen.

Artikel Nr.: 17.04.01

Gewicht: 480 g



Universal-Träger (mit Erweiterung): Universal-Träger gefertigt aus Edelstahl.

Zusätzlich zur Aufnahmeplatte und dem KLICKfix® Halter kann hier der Befestigungsbügel für die Liegeschale für Babys und Sitzschale für Kinder befestigt werden. Die Griff-Schrauben sind mit einem Band gegen Verlust gesichert.

Artikel Nr.: 17.04.02

Gewicht: 520 g



Aufnahmeplatte:

Die Aufnahmeplatte dient der einfachen Befestigung des Rollstuhltisches und der Faltkörbe.

Artikel Nr.: 17.04.03

Gewicht: 150 g



Befestigungsbügel:

Der Befestigungsbügel wird an der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder montiert und dient der einfachen Befestigung am Universal-Träger mit Erweiterung.

Artikel Nr.: 17.04.04

Gewicht: 400 g



Liegeschale für Babys:

Die Liegeschale ist für Babys ab der Geburt bis ca. 12 Monaten geeignet. Das Baby kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden.

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung & Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 17.05.02

Gewicht: 1.170 g



Sitzschale für Kinder:

Die Sitzschale ist für Kinder ab 9 Monaten bis ca. 3 Jahren geeignet. Das Kind kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden.

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung & Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 17.05.03

Gewicht: 1.400 g



Querträger (incl. Adapteraufsatz für handelsübliche Babyschalen):

Querträger gefertigt aus Edelstahl.

Der Querträger mit Adapteraufsatz kommt bei Sitzschalenuntergestellen oder bei Kinderrollstühlen zum Einsatz, wenn diese zum Geschwisterwagen werden sollen.

Er dient der Aufnahme handelsüblicher Babyschalen (bei Verwendung entsprechender Zwischenadapter).

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung & Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 17.05.01

Gewicht: 1.060 g



ABC-Design® Zwischenadapter:

Dieser Zwischenadapter wird benötigt um folgende Babyschalen verwenden zu können:

- Maxi-Cosi® (Citi SPS, CabrioFix, Pebble),
- Cybex® (Aton Basic, Aton, Aton 4, Aton Q, Cloud Q),
- kiddy® (Evolution pro, Evolution pro 2, Evolunafix)

Artikel Nr.: 17.05.11

Gewicht: 300 g



Rollstuhltisch (incl. Befestigungsplatte & Anti-Rutsch-Matte):

Der Rollstuhltisch wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert. Über den Adapter kann die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell ergonomisch und werkzeuglos eingestellt werden.

Maße: L: 50 cm, B: 30 cm, H: 1,5 cm / max. Belastung: 7 kg

Artikel Nr.: 17.06.01 w - Farbe: weiß

Artikel Nr.: 17.06.01 s - Farbe: schwarz



Stativ-Rohr (ohne Stativ-Kopf):

Das Stativ-Rohr wird ohne Werkzeug an den vorhandenen Rollstuhltisch befestigt. Die Kamera wird in dem optional erhältlichen Stativ-Kopf sicher gehalten. Das Stativ-Rohr ist individuell in der Höhe verstellbar (Länge min.: 24,0 cm / max.: 38,5 cm).

mit Stativ-Gewinde 3/8" UNC / max. Belastung: siehe Stativ-Kopf

Artikel Nr.: 17.06.02



Stativ-Kopf „Cullmann Revomax RW30“:

Der Stativ-Kopf „Cullmann Revomax RW30“ ist ein stabiler 3-Wege-Kopf für DSLR- und CSC-Kameras.

max. Belastung: 6 kg

Artikel Nr.: 17.06.12



Faltkorb 24 Liter (incl. Befestigungsplatte):

(erhältlich in den Farben: grau, blau & grün)

Der Faltkorb 24 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert. Über den Adapter kann die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell ergonomisch und werkzeuglos eingestellt werden.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm / max. Belastung: 10,5 Kg

Artikel Nr.: 17.06.03



Faltkorb 32 Liter (incl. Befestigungsplatte):

(erhältlich in den Farben: grau, blau & grün)

Der Faltkorb 32 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert. Über den Adapter kann die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell ergonomisch und werkzeuglos eingestellt werden.

Maße: L: 49 cm, B: 36 cm, H: 25 cm / max. Belastung: 14,0 Kg

Artikel Nr.: 17.06.04



KLIICKfix Halter mit Sicherheitsschloss (von Rixen&Kaul):

Der KLIICKfix Halter wird am Universal-Träger montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden. Ein hochwertiges Metallschloss ist in die rote Taste integriert und sperrt zuverlässig den Auslösemechanismus. So ist der Einkaufskorb oder die Tasche gut gesichert.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.02



Einkaufskorb „Shopper Plus“ 24 Liter (von Rixen&Kaul):

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLIICKfix Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit separatem Innenfach für Geldbörse und Schlüssel, Frontreflektor und abnehmbarer Regenhaube.

Maße: L: 38 cm, B: 29 cm, H: 25 cm / Volumen: 24 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.03



Einkaufskorb „Bikebasket“ 15 Liter (von Reisetel):

(erhältlich in den Farben: black dots, black dots coloured, navy dots und funky dots 2)

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLIICKfix Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit Fronttasche, Kordelverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, Handyfach und abnehmbarem Utensilientäschchen.

Maße: L: 35 cm, B: 26 cm, H: 28 cm / Volumen: 15 L / max. Belastung: 5,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.04



Tasche „PadBag“ 5,5 Liter (von Rixen&Kaul):

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLIICKfix Halter angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach und separaten Extrafach mit Hülle für ein Tablet-PC (von max. 26 x 20 cm).

Maße: L: 21 cm, B: 8 cm, H: 16 cm / Volumen: 5,5 L / max. Belastung: 2,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.05



Rucksack-Halter „VarioRack“ (von Rixen&Kaul):

Der universelle Träger für Taschen und Rucksäcke wird auf einfache Weise in den KLIICKfix Halter angeklickt. Das Gurtband ist variabel positionierbar.

Maße: L: 21 cm, B: 17 cm, H: 32 cm / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.06

Nähere Informationen zum KLIICKfix System und den Produkten von Rixen&Kaul finden Sie unter:

www.klickfix.de



Tasche „Shoulder-it Front“ 7 Liter (von Racktime):

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLIICKfix Halter angeklickt. Sie ist ideal für den kleinen oder großen Ausflug, ausgestattet mit Innentasche, Frontreflektor u. Schultergurt.

Maße: L: 34 cm, B: 12 cm, H: 27,5 cm / Volumen: 7 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.21



Tablet-PC Halter:

Ein Tablet-PC wird auf einfache Weise am Universal-Träger befestigt und gesichert.

Für ein Tablet-PC von 7" bis 12" / um 360° drehbar / max. Belastung: 1,0 Kg

Artikel Nr.: 17.08.07

Mehr Designs und noch mehr Zubehör auf Anfrage!

Für die Auswahl der richtigen Komponenten gehen Sie bitte folgende Check-Liste durch:

- Handelt es sich um einen **Falt-Rollstuhl** mit einer Schere aus Rundrohr?
hier wird der "Basis-Adapter 1.2 - MRA" verwendet.
- Handelt es sich um einen **Starrrahmen-Rollstuhl**?
hier wird der "Basis-Adapter 1.5 - SRT" verwendet.
- Handelt es sich um einen **Falt-Rollstuhl**, bei dem die Schere nicht aus Rundrohr besteht?
hier wird ebenfalls der "Basis-Adapter 1.5 - SRT" verwendet.
- Handelt es sich um einen **E-Rollstuhl**?
gerne prüfe ich, ob eine Sonderkonstruktion möglich ist.
- Welcher Aufsatz wird eingesetzt?

Bitte teilen Sie uns zusätzlich mit, wenn einer der folgenden Punkte zutreffend ist:

- Ist an dem ausgesuchten Rollstuhl schon ein Kupplungssystem eines Rollstuhlzuggerätes montiert (z.B. Speedy Handbike / SwissTrac etc.) ?
- Kommt ein E-Fix Antrieb oder ähnliches zum Einsatz?
- Wird eine Rollstuhl-Ladehilfe im PKW eingesetzt?

Interesse an einem Produkt der Speedy Reha-Technik GmbH?

Der Basis-Adapter 1.5 - SRT des MULTI-Rollstuhladaptors ist zu 100% kompatibel mit den Produkten der Speedy Reha-Technik GmbH!

Die Speedy Reha-Technik GmbH konstruiert, entwickelt, produziert und vertreibt Rollstuhl-Zuggeräte, Handbikes und ein Buggyrad. Mehr Infos unter www.speedy.de

Informationen zur Beantragung des MULTI-Rollstuhladapters

Der MULTI-Rollstuhladapter ist ein Zubehör für den Rollstuhl, um Rollstuhlfahrern das Alltagsleben zu erleichtern. In den Adapter lässt sich eine Liegeschale für Babys, eine Sitzschale für Kinder, ein Tisch, Einkaufskörbe, Taschen, ein Tablet-PC oder Sprachcomputer selbständig anbringen. Das ganze ist einfach zu bedienen, sicher und weltweit einzigartig.

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhladapters können nun Rollstuhlfahrer einen selbständigen und unabhängigen Alltag mit den verschiedenen Aufsätzen gestalten.

Angaben wie sie auf dem Rezept stehen sollten:

- **MULTI-Rollstuhladapter zur Mitnahme eines Babys oder Kindes mit dem Rollstuhl**
Abrechnungsposition: 18.99.99.0999
- **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch**
Abrechnungsposition: 18.99.99.0802
- **MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf**
Abrechnungsposition: 18.99.99.0999

Mögliche Kostenträger sind: Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, Integrationsamt, Amt für Soziales.

Gerne übernehmen wir die Beantragung für Sie!

Haben Sie Fragen zum MULTI-Rollstuhladapter? **Wir beraten Sie gerne** oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie die Vorzüge und die vielfältigen Möglichkeiten des Adapters.



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 70 08 3

Handy: 0 17 6 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Der **Multi**-Rollstuhladapter

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 70 08 3

Handy: 0 17 6 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Fotos: M. Tanneberger

1. Auflage

www.rollstuhladapter.de

© Michael Tanneberger