

Der **M**ulti-Rollstuhladapter Zubehör - für Adapter "... 150"





Rollstuhltisch "Tavolo 150" : (gefertigt aus Aluminium & Holz / Gewicht Bügel: 750 g)

Der Haltebügel vom Rollstuhltisch "Tavolo 150" wird an zwei vorher montierten Aufnahmen eingeschoben und mit zwei Griffschrauben gesichert.

Über den Adapter kann der Rollstuhltisch in der Neigung, in der Höhe und in der Weite ergonomisch eingestellt werden.

Der Rollstuhltisch ist groß genug für ein Notebook bis 15,4" incl. Mauspad.
(incl. Anti-Rutsch-Matte / Maße: 50 x 30 x 1,5 cm / Farbe: schwarz)

- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an und ob es sich um ein rundes oder ein ovales Rohr handelt!

Artikel Nr.: 22.5000.1000



Ersatz-Aufnahme: (gefertigt aus Edelstahl / Gewicht: 650 g)

Mit den beiden Rohrschellen und der Aufnahme kann ein weiterer Rollstuhl ausgestattet werden. Zum schnellen Wechsel des Rollstuhltischs "Tavolo 150" bei der Nutzung mehrerer Rollstühle.

- Bitte geben Sie bei der Bestellung den Rohrdurchmesser mit an und ob es sich um ein rundes oder ein ovales Rohr handelt!

Artikel Nr.: 22.01.55

Wichtig:

Die max. Belastung des MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 150" beträgt 15,0 Kg !

Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapter "Tavolo 150" verringert sich das max. Benutzergewicht für den Rollstuhl um 20 kg !

Rollstuhltisch "Tavolo 150"



Schnellbefestigungs-Aufnahme "Mount - Shopper 15.4" :

Die Schnellbefestigungs-Aufnahme wird am horizontalen Rohr vom Haltebügel montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 22.15.40



Einkaufskorb „Shopper 15.5“ 24 Liter:

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in die Schnellbefestigungs-Aufnahme angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit separatem Innenfach für Geldbörse und Schlüssel, Frontreflektor und abnehmbare Regenhaube.

Maße: L: 38 cm, B: 29 cm, H: 25 cm / Volumen: 24 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 22.15.50



Schnellbefestigungs-Aufnahme "Mount - Bag 10.1":

Die Schnellbefestigungs-Aufnahme wird seitlich am senkrechten Rohr vom Haltebügel montiert. Hier können nun die verschiedenen Taschen befestigt werden.

max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 22.10.10



Tasche "Bag 10.2" 5 Liter:

- Design: black -

Die Tasche wird auf einfache Weise in die Schnellbefestigungs-Aufnahme angeklickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach und beidseitigen Netztaschen.

Maße: L: 33 cm, B: 14 cm, H: 22 cm / Volumen: 5,0 L / max. Belastung: 3,0 Kg

Artikel Nr.: 22.10.20



Schnellbefestigungs-Aufnahme "Mount - Bottle 10.4":

Die Schnellbefestigungs-Aufnahme wird am senkrechten Rohr vom Haltebügel montiert. Hier kann nun eine Flasche oder ein passender Becher in den Flaschenhalter gesteckt werden.

(incl. Flaschenhalter)

max. Belastung: 1,0 Kg

Artikel Nr.: 22.10.40



Faltkorb 24 Liter:

- Designs: grau / blau / grün -

Der Faltkorb wird entweder direkt am senkrechten Element montiert oder er wird mit Hilfe eines Schnellbefestigungs-Aufnahme-Sets, der Aufnahmeplatte mit Verriegelung und der Befestigungsplatte, lösbar mit dem senkrechten Element verbunden.

Der Faltkorb 24 Liter ist ausgestattet mit einem längsseitigen Tragegriff für einhändiges Tragen.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm / max. Belastung: 8,0 Kg

Artikel Nr.: 22.15.20

Aufnahmeplatte mit Verriegelung und Befestigungsplatte:

(für Rollstuhltisch und Faltkörbe)



Dieses Schnellbefestigungs-Aufnahme-Set wird benötigt um den Rollstuhltisch und den Faltkorb auf einfache Weise und schnell wechseln zu können.

Dabei wird die Aufnahmeplatte mit Verriegelung am senkrechten Element und jeweils eine Befestigungsplatte unter dem Rollstuhltisch und eine unter dem Faltkorb montiert.

Artikel Nr.: 22.06.30

Weitere Produkte ...



MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 160 "

Der "Tavolo 160" hat eine max. Tragkraft von 5kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch mit einer Tasche erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie lediglich mit einem Tablet oder Notebook arbeiten wollen und nur leichte Dinge transportieren.

Suchen Sie eine Halterung für einen Einkaufskorb, ist der "Shopper 150" die richtige Wahl !



MULTI-Rollstuhladapter als Foto-Stativ " Stativo 160 "

Als Basis für das Foto-Stativ "Stativo 160" dient die Konstruktion des "Tavolo 160". Erweiterbar ist der Haltearm noch mit einer Tasche.

Ausgestattet ist die Erweiterung mit einem Gewindeadapter mit 3/8" UNC auf 1/4" UNC Gewinde für alle gängigen Stativ-Neiger und auch dem Smartphone-Neiger.



MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch " Tavolo 150 "

Der "Tavolo 150" hat eine max. Tragkraft von 15kg und kann neben dem Rollstuhltisch noch einen Einkaufskorb, eine Tasche und einen Getränkeflaschen-Halter aufnehmen.

Er ist perfekt, wenn Sie mit einem Tablet oder Notebook arbeiten, unterwegs einen Tisch haben wollen und ihn für den größeren Einkauf nutzen.



MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf " Shopper 150 "

Als Basis für den "Shopper 150" dient die Konstruktion des "Tavolo 150". Mit Hilfe von Schnellbefestigungs-Aufnahmen kann dieser mit einem Einkaufskorb, einer Tasche, einem Getränkeflaschen-Halter und einem Tisch erweitert werden.

Er ist perfekt, wenn Sie ihn für den größeren Einkauf nutzen, unterwegs einen Tisch haben wollen oder zu Hause mit einem Tablet oder Notebook arbeiten.



MULTI-Rollstuhladapter fürs Baby & Kind " Bambino 140 "

Mit dem "Bambino 140" kann ein Baby oder Kind, angeschnallt in einer Liegeschale für Babys oder Sitzschale für Kinder, sicher befördert werden und dies durch die Tragkraft von 18 kg bis ca. zum 3. Lebensjahr.

Erweitern lässt sich der "Bambino 140" jederzeit mit einem Einkaufskorb, einer Tasche oder auch einem Rollstuhltisch. Mit dem "Bambino 140" und dem entsprechenden Zubehör sind Sie flexibel in der Art der Verwendung.

Der **M**ulti-Rollstuhladapter Zubehör - für Adapter "... 150"

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83
Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de