

Der **Multi**-Rollstuhladapter
Produktkatalog-2018

Ihre neue
Freiheit



beim Spazieren!



beim Surfen!



beim Einkaufen!



beim Fotografieren!

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

www.rollstuhladapter.de

Liegeschale für Babys

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Mit Hilfe des patentierten MULTI-Rollstuhladapters können Sie verschiedene Aufsätze selbständig und sicher mit Ihrem Rollstuhl verbinden.

Ein Baby wurde bisher meist unzureichend gesichert auf den Beinen transportiert. Bei einer noch so kleinen Unaufmerksamkeit drohte es herunter zu fallen und konnte sich dabei verletzen.

Der MULTI-Rollstuhladapter schafft ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Baby !

Die Liegeschale für Babys wurde speziell für den MULTI-Rollstuhladapter entwickelt und wird an diesen kinderleicht und sicher befestigt.

Ihr Baby ist in der Liegeschale sicher angeschnallt, befindet sich in Ihrem Blick und in Ihrer Reichweite. Wenn nötig, können Sie das Baby beruhigen oder in den Arm nehmen.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt sich die Liegeschale für Babys jederzeit verdrehen sowie in der Neigung und Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

Das Modell 2018 wurde überarbeitet und **wird nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.

Zusätzlich zur Liegeschale lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.

(Liegeschale für Babys ab der Geburt bis ca. 12 Monaten)



sicher

Sitzschale für Kinder

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Der MULTI-Rollstuhladapter schafft ein hohes Maß an Sicherheit für Ihr Kind !

Ist die Liegeschale für Babys zu klein geworden, kommt nun die Sitzschale für Kinder zum Einsatz. Ihr Kind fährt auch hier sicher und bequem mit Ihnen mit.

Die Befestigung der Sitzschale für Kinder an den MULTI-Rollstuhladapter ist ebenfalls kinderleicht und sicher. **Ihr Kind ist sicher angeschnallt**, befindet sich in Ihrem Blick und in Ihrer Reichweite.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters lässt sich die Sitzschale für Kinder jederzeit verdrehen sowie in der Neigung, in der Weite und in der Höhe individuell und ergonomisch einstellen.

Das Modell 2018 wurde überarbeitet und **wird nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.

Zusätzlich zur Sitzschale lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.

(Sitzschale für Kinder im Alter von 9 Monaten bis ca. 3 Jahren)



Rollstuhltisch

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Mit Hilfe des patentierten MULTI-Rollstuhladapters können Sie verschiedene Aufsätze selbständig und sicher mit einem Rollstuhl verbinden.

So kann ein Rollstuhltisch von Ihnen einfach, sicher und selbständig an den Adapter befestigt werden. Er schwebt dabei bequem über Ihren Beinen.

Bringen Sie mehr Flexibilität & Erleichterung in Ihren Alltag !

Der große Vorteil gegenüber bekannten Therapietischen: Dieser Rollstuhltisch kann ergonomisch eingestellt werden, engt Sie nicht ein und kann an allen Rollstühlen befestigt werden. Auch an solchen ohne Armlehne wie z.B. bei Aktiv-Rollstühlen.

Nutzen Sie den Rollstuhltisch um effektiv ein Laptop zu bedienen, sogar mit einer Maus. Oder Nutzen Sie ihn um das Frühstück oder andere Gegenstände zu transportieren. Und dies zu Hause oder auch unterwegs.

Nun haben Sie immer ihren eigenen Tisch dabei !

Durch die besondere Konstruktion des Adapters kann der Rollstuhltisch in der Neigung, in der Weite und in der Höhe einfach, individuell und ergonomisch eingestellt werden.

Zusätzlich zum Rollstuhltisch lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.



bequem

Rollstuhltisch

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0802)

Option für Unterwegs:

Das **Modell 2018** wurde überarbeitet und **kann nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet werden**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.



... mit Vorsatzrad

... in Kombination
mit dem Einkaufskorb.



... ohne Vorsatzrad

... in Kombination
mit der Tasche.

Einkaufskorb / Tasche

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Verbessern Sie die Mobilität und Selbständigkeit bei Ihrem Einkauf !

Die verschiedenen Einkaufskörbe oder Taschen können von Ihnen selbständig auf einfache und sichere Weise mit Hilfe des KLICKfix® Systems am MULTI-Rollstuhladapter befestigt werden. Eine Kombination mit dem Rollstuhltisch oder Faltkorb ist möglich.

Beim Einkauf müssen die Waren nicht mehr unsicher in einem Karton auf Ihren Beinen stehen oder in Tüten hinter Ihnen an den Griffen baumeln.

Der Einkaufskorb schwebt vor Ihren Beinen. Sie verstauen so sicher Ihren Einkauf. Auch Ihre Geldbörse findet dort Platz.

Durch die besondere Konstruktion des Adapters kann der Einkaufskorb in der Neigung, in der Weite und in der Höhe einfach, individuell und ergonomisch eingestellt werden.

Zusätzlich zu den verschiedenen Einkaufskörben oder Taschen lassen sich die Liegeschale für Babys, die Sitzschale für Kinder, der Rollstuhltisch oder der Faltkorb verwenden.

(Einkaufskorb "Bikebasket" 15 Liter von Reisetel)



(Einkaufskorb "Shopper Plus" 24 Liter von Rixen&Kaul)



Einkaufskorb / Tasche

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Option für Unterwegs:

Das **Modell 2018** wurde überarbeitet und **kann nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet werden**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.



... mit Vorsatzrad,
Rollstuhltisch
und Tasche



... ohne Vorsatzrad,
mit Rollstuhltisch
und Tasche

Falkkörbe

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Der MULTI-Rollstuhladapter als Transporthilfe im Beruf oder beim Einkauf !

Auch der Falkkorb kann von Ihnen selbständig auf einfache und sichere Weise am MULTI-Rollstuhladapter befestigt werden. Eine Kombination mit dem Rollstuhltisch ist in diesem Falle allerdings nicht möglich.

Nicht nur beim Einkaufen, sondern auch in vielen weiteren Alltagssituationen unterstützt Sie der Falkkorb beim Transport. Im Beruf lassen sich z.B. Aktenordner oder andere Arbeitsmittel sicher mitnehmen.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbständigkeit beim Transportieren !

Durch die besondere Konstruktion des Adapters kann der Falkkorb in der Neigung, in der Weite und in der Höhe einfach, individuell und ergonomisch eingestellt werden.

Option für Unterwegs:

Das Modell 2018 wurde überarbeitet und **kann nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet werden**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.

Zusätzlich zum Falkkorb lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.

(Falkkorb 24 Liter ...)



(... und Einkaufskorb)



Foto-Stativ

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Die Innovation für Ihr Hobby!

Sie fotografieren gerne in Ihrer Freizeit? Mit dem MULTI-Rollstuhladapter können Sie diesem Hobby einfach und sicher nachgehen.

Das Foto-Stativ wird ohne Werkzeug an den vorhandenen Rollstuhltisch befestigt. Die Kamera wird im mitgelieferten Stativ-Kopf sicher gehalten. Das Foto-Stativ ist individuell in der Höhe verstellbar.

Verbessern Sie die Mobilität und Selbständigkeit beim Fotografieren !

Das Kamera-Zubehör lässt sich in einem Korb oder in der Tasche endlich sinnvoll verstauen.

Option für Unterwegs:

Das Modell 2018 wurde überarbeitet und **kann nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet werden**. Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.

Zusätzlich zum Rollstuhltisch mit Foto-Stativ lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.



für ein Sitzschalen-Untergestell

(Abrechnungsposition im HMV: 18.99.99.0999)

Das Rollstuhlzubehör für Kinder-Rollstühle und Sitzschalen-Untergestelle !

Erweitern Sie einen Kinder-Rollstuhl oder ein Sitzschalen-Untergestell zum Geschwisterwagen. Hier kommt der Adapteraufsatz für Babyschalen zum Einsatz. Eine handelsübliche Babyschale kann nun sicher in den Adapter eingeklickt werden. **Ihr Baby ist in der Babyschale sicher angeschnallt.**

Sie benötigen nun keinen Kinderwagen mehr !

Durch die besondere Konstruktion des Adapters kann die Babyschale in der Neigung, in der Weite und in der Höhe einfach, individuell und ergonomisch eingestellt werden.

Option für Unterwegs:

Das Modell 2018 wurde überarbeitet und **kann nun mit einem Vorsatzrad ausgestattet werden.** Das Vorsatzrad von 12,5 Zoll hebt die kleinen Vorderräder an und sorgt so für ein verbessertes Fahrverhalten.

Zusätzlich zur Babyschale lässt sich der Einkaufskorb oder die Tasche verwenden.



weitere Aufsätze & Zubehör

Der MULTI-Rollstuhladapter



... mit Rucksack-Halter
"VarioRack" von Rixen&Kaul

Der MULTI-Rollstuhladapter

weitere Aufsätze & Zubehör

Der **Multi**-Rollstuhladapter Teilekatalog





Basis-Adapter 1.2 - MRA:

Grundkonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Basis-Adapter 1.2 - MRA wird an einen **faltbaren Rollstuhl mit Scheren-System aus Rundrohr** montiert und verbleibt auch dort. Dabei bleibt der Rollstuhl weiterhin faltbar.

Der Basis-Adapter 1.2 - MRA dient zur Aufnahme der Aufbau-Adapter 2.2 bis 2.6.

Artikel Nr.: 18.01.20

Gewicht: 1.250 g



Basis-Adapter 1.8 - SRT:

Grundkonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Basis-Adapter 1.8 - SRT kommt bei **Sonderkonstruktionen** zum Einsatz. Z.B. bei einem Sitzschalen-Untergestell oder einigen E-Rollstühlen.

Der Basis-Adapter 1.8 - SRT dient zur Aufnahme der Aufbau-Adapter 2.2 bis 2.6.

Artikel Nr.: 18.01.80

Gewicht: 2.250 g



Aufbau-Adapter 2.2:

Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Aufbau-Adapter 2.2 wird in den Basis-Adapter eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert.

Der Aufbau-Adapter 2.2 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen (aus Edelstahl) und einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 18.02.20

Gewicht: 720 g



Aufbau-Adapter 2.5:

Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Aufbau-Adapter 2.5 wird in den Basis-Adapter eingeschoben und mit einem Bolzen gesichert. Zwei Schrauben sorgen für einen einfachen **Neigungsausgleich** des senkrechten Rohres.

Der Aufbau-Adapter 2.5 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Bolzen (aus Edelstahl) und einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 18.02.50

Gewicht: 1.160 g



Basis-Adapter 1.4 - MRA:

Grundkonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Basis-Adapter 1.4 - MRA ist **geeignet für** die meisten **Falt-Rollstühle, Starrrahmen-Rollstühle und einige E-Rollstühle**. Der Basis-Adapter 1.4 - MRA kann kinderleicht zwischen Sitzbespannung und Sitzkissen montiert und auch wieder demontiert werden.

Wichtig: Die Fußstützen (geteilt oder durchgehend) müssen vorhanden sein.

Der Basis-Adapter 1.4 - MRA dient zur Aufnahme des Aufbau-Adapter 3.1.

Artikel Nr.: 18.01.40

Gewicht: 1.400 g



Aufbau-Adapter 3.1:

Aufbaukonstruktion gefertigt aus Edelstahl.

Der Aufbau-Adapter 3.1 wird in den Basis-Adapter 1.4 - MRA eingeklickt. Ein teleskopierbares Rohr stützt sich entweder auf die Fußstützen oder das Vorsatzrad ab.

Wichtig: Die Fußstützen (geteilt oder durchgehend) müssen vorhanden sein.

Der Aufbau-Adapter 3.1 besteht aus einem senkrechten Rohr incl. Zapfen, einem schwenk- und teleskopierbaren Rohr sowie einem Schnellspanner.

Artikel Nr.: 18.03.10

Gewicht: 900 g



Neigungsverstellung (für Aufbau-Adapter 3.1):

Die Neigungsverstellung dient zum Ausgleich der Neigung bei Verwendung des Vorsatzrades in Kombination mit der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder.

Die Neigungsverstellung besitzt eine Griffschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung der Aufsätze.

Artikel Nr.: 18.03.15

Gewicht: 250 g



ungefedertes Element:

Das ungefederte Element wird in das senkrechte Rohr des Aufbau-Adapters eingeschoben. Es lässt sich durch einen Schnellspanner fixieren und leicht in der Höhe einstellen und verdrehen.

Das ungefederte Element besitzt eine Hebelschraube zur werkzeuglosen Neigungsverstellung der Aufsätze und einen Stellring.

Artikel Nr.: 18.05.10

Gewicht: 470 g



Universal-Träger (ohne Erweiterung): Universal-Träger gefertigt aus Edelstahl.

Der Universal-Träger dient der Aufnahme folgender Bauteile:

- **Aufnahmeplatte**
zur einfachen Befestigung des Rollstuhltisches und der Faltkörbe.
- **KLICKfix® Halter**
zur einfachen Befestigung der Einkaufskörbe und Taschen.

Artikel Nr.: 18.06.10

Gewicht: 480 g



Universal-Träger (mit Erweiterung): Universal-Träger gefertigt aus Edelstahl.

Zusätzlich zur Aufnahmeplatte und dem KLICKfix® Halter kann hier der Befestigungsbügel für die Liegeschale für Babys und Sitzschale für Kinder befestigt werden. Die Griff-Schrauben sind mit einem Band gegen Verlust gesichert.

Artikel Nr.: 18.06.20

Gewicht: 520 g



Aufnahmeplatte:

Die Aufnahmeplatte dient der einfachen Befestigung des Rollstuhltisches und der Faltkörbe.

Artikel Nr.: 18.07.10

Gewicht: 150 g



Befestigungsbügel:

Der Befestigungsbügel wird an der Liegeschale für Babys oder der Sitzschale für Kinder montiert und dient der einfachen Befestigung am Universal-Träger mit Erweiterung.

Artikel Nr.: 18.07.20

Gewicht: 400 g



Liegeschale für Babys:

Die Liegeschale ist für Babys ab der Geburt und bis ca. 12 Monaten geeignet. Das Baby kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden.

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung und Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 18.08.20

Gewicht: 1.170 g



Sitzschale für Kinder (Standard):

Die Sitzschale ist für Kinder ab 9 Monaten und bis ca. 3 Jahren geeignet. Das Kind kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden.

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung und Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 18.08.30

Gewicht: 1.400 g



Sitzschale für Kinder (mit längeren Rückenteil):

Die Sitzschale ist für Kinder ab 9 Monaten und bis ca. 3 Jahren geeignet. Das Kind kann mit dem 3-Punkt Gurt sicher angeschnallt werden.

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung und Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 18.08.40

Gewicht: 2.100 g



Querträger (incl. Adapteraufsatz für handelsübliche Babyschalen):

Der Querträger mit Adapteraufsatz kommt bei Sitzschalenuntergestellen oder bei Kinderrollstühlen zum Einsatz, wenn diese zum Geschwisterwagen werden sollen.

Er dient der Aufnahme handelsüblicher Babyschalen (bei Verwendung entsprechender Zwischenadapter).

Benötigtes Zubehör: Universal-Träger mit Erweiterung und Befestigungsbügel.

Artikel Nr.: 18.08.10

Gewicht: 1.060 g



ABC-Design® Zwischenadapter:

Dieser Zwischenadapter wird benötigt um folgende Babyschalen verwenden zu können:

- Maxi-Cosi® (Citi SPS, CabrioFix, Pebble),
- Cybex® (Aton Basic, Aton, Aton 4, Aton Q, Cloud Q),
- kiddy® (Evolution pro, Evolution pro 2, Evolunafix)

Artikel Nr.: 18.08.15

Gewicht: 300 g



Rollstuhltisch (incl. Befestigungsplatte & Anti-Rutsch-Matte):

Der Rollstuhltisch wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert. Über den Adapter kann die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell ergonomisch und werkzeuglos eingestellt werden.

Maße: L: 50 cm, B: 30 cm, H: 1,5 cm / max. Belastung: 7 kg

Artikel Nr.: 18.08.80 w - Farbe: weiß

Artikel Nr.: 18.08.80 s - Farbe: schwarz



Foto-Stativ (incl. Stativ-Kopf):

Das Foto-Stativ wird ohne Werkzeug an den vorhandenen Rollstuhltisch befestigt. Die Kamera wird im mitgelieferten Stativ-Kopf (Kugelkopf mit Panoramafunktion) sicher gehalten. Das Foto-Stativ ist individuell in der Höhe verstellbar (Länge min.: 24,0 cm / max.: 38,5 cm).

mit Stativ-Gewinde 3/8" UNC / max. Belastung: siehe Stativ-Kopf

Artikel Nr.: 18.09.10



Stativ-Kopf „Manfrotto MH804-3W“:

Der Stativ-Kopf „Manfrotto MH804-3W“ ist ein stabiler 3-Wege-Kopf für DSLR- und CSC-Kameras.

max. Belastung: 4 kg

Artikel Nr.: 18.09.15



Faltkorb 24 Liter (incl. Befestigungsplatte):
(erhältlich in den Farben: grau, blau & grün)

Der Faltkorb 24 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert. Über den Adapter kann die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell ergonomisch und werkzeuglos eingestellt werden.

Maße: L: 43,5 cm, B: 31 cm, H: 21,3 cm / max. Belastung: 10,5 Kg

Artikel Nr.: 18.09.20



Faltkorb 32 Liter (incl. Befestigungsplatte):
(erhältlich in den Farben: grau, blau & grün)

Der Faltkorb 32 Liter wird auf einfache Weise an der montierten Aufnahmeplatte am Universal-Träger des MULTI-Rollstuhl adaptors befestigt und gesichert. Über den Adapter kann die Weite und die Neigung sowie die Höhe individuell ergonomisch und werkzeuglos eingestellt werden.

Maße: L: 49 cm, B: 36 cm, H: 25 cm / max. Belastung: 14,0 Kg

Artikel Nr.: 18.09.30



CLICKfix® Halter mit Sicherheitsschloss (von Rixen&Kaul):

Der CLICKfix® Halter wird am Universal-Träger montiert. Hier können nun die verschiedenen Körbe und Taschen befestigt werden. Ein hochwertiges Metallschloss ist in die rote Taste fest integriert und sperrt zuverlässig den Auslösemechanismus. So ist der Einkaufskorb oder die Tasche maximal gesichert.

max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 18.10.10



Einkaufskorb „Shopper Plus“ 24 Liter (von Rixen&Kaul):

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den CLICKfix® Halter angeklickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit separatem Innenfach für Geldbörse und Schlüssel, Frontreflektor und abnehmbarer Regenhaube.

Maße: L: 38 cm, B: 29 cm, H: 25 cm / Volumen: 24 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 18.10.20



Einkaufskorb „Bikebasket“ 15 Liter (von Reisetel):

(in den Farben: **black dots, black dots coloured, navy dots und funky dots 2**)

Der Einkaufskorb wird auf einfache Weise in den KLICKfix® Halter angeclickt. Er ist ideal für den kleinen Einkauf oder den großen Ausflug, ausgestattet mit Fronttasche, Kordelverschluss, Innentasche mit Reißverschluss, Handyfach und abnehmbarem Utensilientäschchen.

Maße: L: 35 cm, B: 26 cm, H: 28 cm / Volumen: 15 L / max. Belastung: 5,0 Kg

Artikel Nr.: 18.10.30



Tasche „PadBag“ 5,5 Liter (von Rixen&Kaul):

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix® Halter angeclickt. Sie ist ausgestattet mit RV-Frontfach, Hauptfach, separaten Extrafach und Hülle für ein Tablet-PC (von max. 26 x 20 cm).

Maße: L: 21 cm, B: 8 cm, H: 16 cm / Volumen: 5,5 L / max. Belastung: 2,0 Kg

Artikel Nr.: 18.10.40



Rucksack-Halter „VarioRack“ (von Rixen&Kaul):

Der universelle Träger für Taschen und Rucksäcke wird auf einfache Weise in den KLICKfix® Halter angeclickt. Das Gurtband ist variabel positionierbar.

Maße: L: 21 cm, B: 17 cm, H: 32 cm / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 18.10.50

Nähere Informationen zum KLICKfix® System und den Produkten von Rixen&Kaul finden Sie unter:

www.klickfix.de



Tasche „Shoulder-it Front“ 7 Liter (von Racktime):

Die Tasche wird auf einfache Weise in den KLICKfix® Halter angeklickt. Sie ist ideal für den kleinen oder großen Ausflug, ausgestattet mit Innentasche, Frontreflektor u. Schultergurt.

Maße: L: 34 cm, B: 12 cm, H: 27,5 cm / Volumen: 7 L / max. Belastung: 7,0 Kg

Artikel Nr.: 18.10.80

Mehr Designs und noch mehr Zubehör auf Anfrage!

Vorsatzrad „FreeWheel“

- Vertrieb in Deutschland von „The Rolling Company“ / www.therollingcompany.de -



Das FreeWheel kann dich auf deiner Tour über Stock und Stein unterstützen, erleichtert dir das Überwinden von Hindernissen und gibt dir ein Gefühl von Freiheit und Sicherheit bei grenzenloser Mobilität!

Das FreeWheel ist dein Ticket um sicher und schnell über jede Art von Untergrund zu kommen und dich nicht mehr über Löcher in der Straße, Dreck, Steine, Matsch oder Schnee ärgern zu müssen. Als aktiver Rollstuhlfahrer wirst du das FreeWheel lieben.

In wenigen Sekunden ist das FreeWheel an deinem Starrrahmen-Rollstuhl befestigt und hebt die Vorderräder an um aus deinem Rollstuhl ein Gelände-Dreirad zu machen.

Mit dem FreeWheel kannst du sicher über Oberflächen rollen, die sonst nahezu unmöglich wären. Du brauchst nicht mehr ständig im Wheelie über Rasenflächen, Kanten oder Schotterpisten fahren, sondern du kannst einfach normal drüber rollen.

Kompatibilität:

Das FreeWheel passt an viele gängige Starrrahmen-Rollstühle, die eine Fußplatte bzw. einen Fußbügel haben.

Artikel Nr.: 18.04.10

Adapter für Vorsatzrad „FreeWheel“:



Sie haben einen falt-Rollstuhl und möchten trotzdem das FreeWheel nutzen? Sie haben zwar einen Starrrahmen-Rollstuhl, aber Ihre Fußplatte war bisher nicht geeignet für die Montage des FreeWheels? Das alles hat jetzt ein Ende! Der FreeWheel Adapter wird unter den Sitz des Rollstuhls gebaut und bietet somit eine Aufnahmemöglichkeit für das FreeWheel.

Artikel Nr.: 18.04.15

Für die Auswahl der richtigen Komponenten gehen Sie bitte folgende Check-Liste durch:

- **Der Basis-Adapter 1.2 - MRA** wird an einen faltbaren Rollstuhl mit Scheren-System aus Rundrohr montiert und verbleibt auch dort. Dabei bleibt der Rollstuhl weiterhin faltbar.
- **Der Basis-Adapter 1.4 - MRA ist für** die meisten **Falt- und Starrrahmen-Rollstühle geeignet**. Der Basis-Adapter 1.4 - MRA kann kinderleicht zwischen Sitzbespannung und Sitzkissen montiert und auch wieder demontiert werden.

Wichtig: Die Fußstützen (geteilt oder durchgehend) müssen vorhanden sein.

- **Der Basis-Adapter 1.4 - MRA ist ebenfalls für einige E-Rollstühle geeignet**. Diese dürfen lediglich einen motorisierten Antrieb besitzen. Bei elektrisch oder hydraulisch angetriebener Sitz- oder Beinverstellung ist der Basis-Adapter 1.4 - MRA leider nicht geeignet. Der Basis-Adapter 1.4 - MRA kann kinderleicht zwischen Sitzbespannung und Sitzkissen montiert und auch wieder demontiert werden.

Wichtig: Die Fußstützen (geteilt oder durchgehend) müssen vorhanden sein.

- **Der Basis-Adapter 1.8 - SRT** kommt bei Sonderkonstruktionen zum Einsatz. Z.B. bei einem Sitzschalen-Untergestell oder einigen E-Rollstühlen.
- Wird der **MULTI-Rollstuhladapter zur Mitnahme eines Babys oder Kindes** verwendet?
Hier wird zusätzlich das Vorsatzrad benötigt.
- Wird der **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch** verwendet?
Hier ist die Auswahl des Vorsatzrades optional.
- Wird der **MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf** verwendet?
Hier ist die Auswahl des Vorsatzrades optional.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn einer der folgenden Punkte zutreffend ist:

- Ist an dem ausgesuchten Rollstuhl schon ein Kupplungssystem eines Rollstuhlzuggerätes montiert? (z.B. Speedy-Handbike / SwissTrac etc.)
- Kommt ein E-Fix Antrieb oder ähnliches zum Einsatz?
- Wird eine Rollstuhl-Ladehilfe im PKW eingesetzt?

- **Achtung:**
Bei Verwendung des MULTI-Rollstuhladapters verringert sich das maximale Benutzergewicht für den Rollstuhl um 25 kg.

Informationen zur Beantragung des MULTI-Rollstuhl adaptors

Der MULTI-Rollstuhladapter ist ein Zubehör für den Rollstuhl, um Rollstuhlfahrern das Alltagsleben zu erleichtern. In den Adapter lässt sich eine Liegeschale für Babys, eine Sitzschale für Kinder, ein Tisch, Einkaufskörbe, Taschen, ein Tablet-PC oder Sprachcomputer selbständig anbringen. Die Bedienung ist einfach, sicher und weltweit einzigartig.

Mit Hilfe des MULTI-Rollstuhl adaptors können nun Rollstuhlfahrer einen selbständigen und unabhängigen Alltag mit den verschiedenen Aufsätzen gestalten.

So sollten die Angaben auf Ihrem Rezept stehen:

- **MULTI-Rollstuhladapter zur Mitnahme eines Babys oder Kindes mit dem Rollstuhl**
Abrechnungsposition: 18.99.99.0999
- **MULTI-Rollstuhladapter mit Rollstuhltisch**
Abrechnungsposition: 18.99.99.0802
- **MULTI-Rollstuhladapter für den Einkauf**
Abrechnungsposition: 18.99.99.0999

Mögliche Kostenträger sind: Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherung, Integrationsamt, Amt für Soziales.

Gerne besprechen wir mit Ihnen die Beantragung!

Haben Sie Fragen zum MULTI-Rollstuhladapter? **Wir beraten Sie gerne!** Oder vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung bei Ihnen zu Hause.

Erleben Sie die Vorzüge und die vielfältigen Möglichkeiten des Adaptors.



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Der **Multi**-Rollstuhladapter

Mit wenigen Handgriffen lässt sich auch Ihr Rollstuhl um praktische Zusatzfunktionen erweitern.

Stempelfeld Sanitätshaus:



Kontakt:

Michael Tanneberger

Rheinkamper Str. 10 a
47495 Rheinberg

Telefon: 0 28 43 / 91 700 83

Handy: 0 176 / 32 22 48 66

info@rollstuhladapter.de

Fotos: M. Tanneberger

1. Auflage

www.rollstuhladapter.de

© Michael Tanneberger